

Seringues stériles embout Luer Lock 3 pièces -2ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml - HelphA

Seringues sans aiguille 3 pièces avec embout Luer Lock centré.

Seringues hypodermiques 3 pièces stériles, à usage unique avec embout Luer Lock, conçues pour un usage sécurisé, précis et ergonomique.



- **Étanchéité renforcée par un joint double lèvres en élastomère**
- Système Luer Lock garantissant une connexion sûre en minimisant les risques de fuites
- Embout standardisé, compatible avec les aiguilles et les dispositifs Luer Lock
- Précision et contrôle visuel du dosage grâce au corps transparent et à l'échelle graduée
- Piston en polyéthylène ergonomique pour une prise en main maîtrisée et confortable
- Aspiration et injection fluides
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
- Sans latex
- Vendues sans aiguilles

Capacités disponibles : 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, [50 ml](#).

Validité : 5 ans après stérilisation

Conditionnement : Sous blister individuel stérile.

Matériel Médical CE. Conforme à la norme EN ISO 13485:2016.