

**Sérum physiologique Gilbert stérile 0.9% - Monodose de 50ml - Boîte de 32 doses.**



Usage externe pour le nettoyage des plaies, l'hygiène oculaire, nasale et auriculaire

Solution de chlorure de sodium à 0,9%.

Conditionnement classique en boîte de 32 doses.

Présenté en unidose pour une utilisation facile et hygiénique.

- Convient pour une utilisation chez le nourrisson, enfant et adulte.
- Pour le nettoyage des plaies.
- Pour l'hygiène oculaire : en instillation (en goutte à goutte), en lavage ou en bain.
- Débarrasser l'œil de la présence d'un corps étranger.
- Pour l'hygiène nasale : en instillation ou en lavage pour les nez secs ou encombrés.
- Pour inhalation en aérosolthérapie.
- A usage unique et individuel.
- Sans conservateur.
- Non injectable.

Vendu par boîte de 32 doses de 50 ml. Prix dégressif à partir de 2 boîtes achetées.

-----  
Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Fabrication française

Produit de Classe IIa

Indications :

- Solution nasale et ophtalmique
- Solution pour lavage des plaies
- Solution pour le rinçage auriculaire
- Solution pour inhalation en aérosolthérapie

Normes :

- Norme NF EN ISO 10993 : Évaluation biologique des dispositifs médicaux.
- Norme NF EN ISO 29621 : Cosmétiques - Microbiologie - Lignes directrices pour l'appréciation du risque et l'identification de produits à faible risque microbiologique
- Norme NF EN ISO 13408 : Traitement aseptique des produits de santé
- Norme NF EN ISO 17665 : Stérilisation des produits de santé