

FICHE TECHNIQUE



Set Ultra Compact : Set de suture Concept Éco instrument inox - Robemed - Carton de 10

1 porte aiguille, 1 pince à disséquer et 1 lame de bistouri. Pour le soin à domicile.

Set de pose de suture stérile avec instruments inox à usage unique.

Composition du set de suture:

- 1 porte aiguille de mayo inox 13 cm
- 1 pince à disséquer avec griffe 14 cm.
- 1 lame de bistouris avec petit manche plastique - Swann-Morton
- 1 blister rigide 1 compartiment 10,5 x 15,5 cm.

Stérilisation : rayon gamma, péremption 5 ans.

Conditionnement : sous blister individuel stérile. Vendu par carton de 10 sets de suture.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

Matériel médical CE.