

Set complet de diagnostic Otoscope et Ophtalmoscope Macroview Led W117 - Welch Allyn

Éclairage Led alimenté par batterie Lithium-ion rechargeable Micro-USB

Ce set de diagnostic est conçu pour fournir aux médecins les outils essentiels pour évaluer l'état de leurs patients lors des examens physiques.



Contenu du set :

- Ophtalmoscope avec éclairage LED coaxial : Le système de vision coaxial vous offre un accès plus facile à l'œil, une vue plus large et moins d'éblouissement par rapport aux ophtalmoscopes standards.
- Otoscope LED
- Batterie rechargeable Lithium Ion Plus
- Câble de recharge
- Étui de rangement
- Jeu de 5 spéculums

Caractéristiques :

- Champ de vision remarquable
- Éclairage LED SureColor
- Batterie longue durée
- Diagnostic précis
- Facilité d'utilisation
- Grossissement x 5

Il permet un accès rapide pour les examens des yeux, des oreilles, du nez et de la gorge.

Le MacroView offre un champ de vision notablement plus clair, plus large et étendu, trois fois supérieur à celui d'un otoscope standard. Sa poignée lithium-ion, ayant une durée de vie deux fois plus longue et pesant seulement la moitié des poignées traditionnelles 3,5, assure une utilisation plus efficace et confortable.

Spéculums compatibles : [SPEC27](#) et [LMV275](#)

Note : Le set de diagnostic ne comprend pas le support téléphone iExaminer.

Garantie : 2 ans

Dispositif médical CE