

## FICHE TECHNIQUE

### Set de pansements n°3 avec champ imperméable - Hartmann - Carton de 96

Pour le changement de tout type de pansements infirmiers.

Sets de soins **stériles** proposés sous blister de trois compartiments.

Set comprenant :

- 1 pince anatomique.
- 5 compresses 7,5 x 7,5 cm.
- 1 pince Kocher.
- 1 champ absorbant imperméable 38 x 45 cm.

Conditionnement par carton de 96 sets.

Stérilisation Oxyde Ethylène.

Matériel Médical CE.

