

FICHE TECHNIQUE

Set de pose de stérilet - À usage unique et stérile - Lot de 10

Instruments gynécologiques prêts à l'emploi, pour limiter les risques de contamination.

Permet la désinfection, la préhension du col et la coupe des fils.

Instruments fabriqués en thermoplastique biocompatible.

Le kit de pose de stérilet à usage unique contient :

- 1 pince de Pozzi droite : longueur 260 mm,
- 1 pince de Cheron droite : longueur 260 mm,
- 1 paire de ciseaux coupe-fil avec lame en métal : longueur 220 mm.
- 1 hystéromètre gradué : longueur 290 mm.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Validité 5 ans.

Conditionnement : sous blister stérile de 4 instruments.

Vendu par lot de 10 sets.

Matériel médical CE.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

