



Set de pose de stérilet à usage unique Pm-Care Insert Kit - Lot de 10 - Prince Médical

Kit complet stérile et à usage unique pour la pose d'un Dispositif Intra-Utérin. Fabrication française.

Tous les instruments nécessaires pour la pose d'un stérilet réunis dans un seul emballage, pour un gain de temps et plus de praticité.

- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- À usage unique
- Sans latex

Le set de pose de stérilet contient :

- 1 pince de Pozzi droite, longueur 25 cm
- 1 pince de Chéron coudée, longueur 25 cm
- 1 paire de ciseaux coupe-fil distal, avec lame en acier, longueur 26 cm
- 1 Hystéromètre CH14, diamètre 4.6 mm

Conditionnement : Sous blister stérile de 4 instruments. Vendus par lot de 10 sets.

Dispositif Médical CE de classe I.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.