

Set de retrait de stérilet à usage unique Pm-Care Remov Kit- Lot de 10 - Prince Médical

Kit complet stérile et à usage unique pour le retrait d'un Dispositif Intra-Utérin.
Fabrication française.

Tous les instruments nécessaires pour l'extraction d'un stérilet réunis dans un seul emballage, pour un gain de temps et de praticité.

- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- À usage unique
- Sans latex

Le set de retrait de stérilet contient :

- 1 pince de Pozzi droite, longueur 25 cm
- 1 pince d'extraction de stérilet, 25 cm
- 1 paire de ciseaux coupe-fil distal, avec lame en acier, longueur 26 cm
- 1 hystéromètre CH14, diamètre 4.6 mm

Conditionnement : Sous blister stérile de 4 instruments. Vendus par lot de 10 sets.

Dispositif Médical CE de classe I.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

