

### Set de soins infirmiers Major 1D - Robé Médical - Carton de 60 - Fabrication Européenne

Set de soins **stériles** proposé sous blister de trois compartiments.

Instrumentation plastique de premier choix permettant une facilité de préhension.

Ce set comprend :

- 5 tampons de gaze ronds 20x20 cm,
- 5 compresses non tissées dimensions 7,5 x 7,5 cm, 30 g/m<sup>2</sup>, 4 plis
- 1 pince à disséquer plastique coloris bleu,
- 1 pince à disséquer plastique coloris vert,
- 1 champ de soins imperméable dimensions 45 x 45 cm,

Proposé par carton de 60 sets.

Matériel médical CE.

Fabriqué en Europe.

Pour la réalisation de tout pansement infirmier.

