

Sets de base Medium 2 - Robé Médical - Carton de 60 - Fabrication Européenne

Sets de soins **stériles** proposés sous blister.

Instrumentation plastique permettant une grande facilité de préhension.

Ces sets comprennent :

- 5 tampons de gaze ronds, 17 fils
- 1 pince à disséquer plastique, coloris bleu
- 1 champ de soin imperméable dimensions 45 x 45 cm

Proposé par carton de 60 sets.

Matériel médical CE.

Fabriqué en Europe.

Pour la réalisation de tous les pansements infirmiers.

