

FICHE TECHNIQUE

Sets de base Medium 2 - Robemed - Carton de 60

Sets de soins **stériles** proposés sous blister de trois compartiments.

Instrumentation plastique permettant une grande facilité de préhension.

Ces sets comprennent :

- 5 tampons de gaze ronds dimensions 15 x 20 cm dépliés
- 1 pince à disséquer plastique, coloris bleu
- 1 champ de soin imperméable dimensions 38 x 45 cm

Conditionnement sous blister rigide 3 compartiments,
dimensions 13,3 x 18,7 cm.

Proposé par carton de 60 sets.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

5 tampons de gaze, 1 pince à disséquer et 1 champ de soins. Pour la réalisation de tous les pansements infirmiers.

