

FICHE TECHNIQUE

Sets de pansements Eco Rond - Robemed - Carton de 60

Sets de pansements **stériles** proposés sous blister de trois compartiments.

Instrumentation plastique permettant une grande facilité de préhension.

Ces sets comprennent :

- 3 tampons de gaze ronds 17 fils
- 1 pince à disséquer plastique, coloris bleu
- 1 pince à disséquer plastique, coloris vert

Conditionnement : sous blister rigide, 3 compartiments, dimensions 13,3 x 18,7 cm.

Proposé par carton de 60 sets.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

[Notre set ECO ROND est également disponible en format Ultra Compact.](#)

3 tampons de gaze et 2 pinces à disséquer. Conçus pour les soins infirmiers.

