

FICHE TECHNIQUE

Sets de pose de sutures complet, gants, champ et compresses - Lot de 10

Pratique à l'ouverture du set, la place de travail est automatiquement couverte, et crée un champ stérile.

Ces sets de pose de sutures comprennent :

- 1 porte-aiguille plastique
- 1 scalpel avec poignée pouce
- 1 pince à disséquer plastique, coloris vert
- 1 champ de soins imperméable 50 x 50 cm
- 5 compresses de gaze 7,5 x 9 cm
- 5 tampons de gaze rond diamètre 2 cm
- 1 paire de gants
- 1 sac jaune à déchets
- 1 blister 2 compartiments 18 x 9,5 x 2,5 cm

Stérilisation par rayon gamma, garantie 5 ans.

Conditionnement sous blister rigide.
Proposé par carton de 10 sets de suture.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Tout le matériel nécessaire pour la pose de sutures.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

