



Siège de bain pivotant

Système rotatif pour faciliter l'accès au bain.

**Accoudoirs pour davantage de stabilité et de confort.
Blocage de rotation du siège à 90° sécurisé à l'aide d'une manette.**

Facile à installer et sécurisant pour une utilisation quotidienne.
Siège de bain à suspendre sur les rebords de baignoire de largeur 53 à 70 cm maximum.

- Support inox traité anti corrosion.
- Coque en plastique ajourée pour laisser passer l'eau.
- Coloris blanc.

Poids maximum de l'utilisateur : 90 Kg.

Dimensions totale (socle):

- Largeur : 51 cm
- Longueur : 75,5 cm

Dimensions du siège :

- Assise : largeur 41cm x Profondeur 37 cm.
- Dossier : largeur 38 cm x Hauteur 37 cm.

Poids net : 7 Kg

Livré en 2 parties faciles à assembler.