

Solution ophtalmique stérile - Lave-œil Plum (0.9% chlorure de sodium) - 200ml et 500ml

Flacon prêt à l'emploi à usage unique efficace pour rincer les corps étrangers.

Solution stérile de chlorure de sodium pour un premier-soin oculaire optimal en cas de projection d'impuretés, de poussières, de copeaux de bois ou de limaille de fer dans les yeux

- Similaire aux sécrétions de l'œil humain
- Facile à transporter dans votre poche, votre trousse de premiers secours ou votre boîte à outils
- Œillère ergonomique qui assure un flux de liquide efficace, fin et régulier
- Design pratique pour une ouverture rapide et simple des flacons
- Flacons à usage unique et ne peuvent pas être réutilisés
- Durée de conservation de 3 ans

Existe en 2 conditionnements :

- Flacon compact de 200ml
- Flacon de 500ml

Accessoire disponible en supplément :

- **Sacoche-ceinture** pratique se fixe à la ceinture, sur le bleu de travail ou autre vêtement de travail. Elle est facile à ouvrir et permet de donner rapidement des soins d'urgence en cas d'accident. Une manière sûre et hygiénique de conserver et de protéger le flacon.

Matériel Médical CE

