

FICHE TECHNIQUE

Sonde urinaire de foley Rusch pur silicone - Sachet de 10

Sonde urinaire vesicale de foley pur silicone avec ballonnet.

Pour une utilisation moyenne à longue durée après avis médical.

Sonde à demeure, pour un usage jusqu'à 6 semaines maximum (si aucun signe d'infection, écoulement normal, urine claire).

Ballonnet gonflable 10 ml, 2 œils, tubulure silicone.

- Matériel médical CE.
- Fabrication Européenne.
- 2 voies.
- Sans latex
- Longueur 40 cm.

Disponibles en charrière : CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Chaque numéro de charrière correspond à 1/3 de millimètres (mm).

Exemple : La charrière 18 correspond à 18/3, soit 6 mm de diamètre.

Conditionnement : sachet de 10 sondes urinaires, en emballage individuel stérile.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

