

FICHE TECHNIQUE

Sonde urinaire vésicale autolubrifiée femme - Sachet de 30

Pour sondage et autosondage urinaire.

Sonde urinaire vésicale autolubrifiée pour femme.
Sonde urinaire autolubrifiée avec godet souple conique.

- Longueur 20 cm.
- 2 oeils.

Emballage individuel stérile.
Vendues par sachet 30 sondes.

Charrière (CH) 12, 14.
Chaque numéro de charrière correspond à 1/3 de millimètres (mm).
Exemple: La charrière 18 correspond à 18/3, soit 6 mm de diamètre.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

