

FICHE TECHNIQUE

Sonde urinaire vésicale bequillée - Sachet de 10

Extrémité arrondie atraumatique.

Sonde urinaire vésicale bequillée, de type Tiemann, 2 oeils latéraux.

- Tubulure semi rigide en PVC transparent.
- Godet souple conique.
- Usage unique stérile.
- Longueur 40 cm .

Vendues par sachet de 10 sondes.

Charrière: CH 10,12,14,16,18.

Chaque numéro de charrière correspond à 1/3 de millimètres (mm).

Exemple: La charrière 18 correspond à 18/3, soit 6 mm de diamètre.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

