

## **FICHE TECHNIQUE**



## Sonde urinaire vésicale nelaton modèle femme - Lot de 100

Sonde vésicale droite, sans ballonnet avec 2 oeils latéraux.

Tubulure PVC médical semi rigide pour faciliter le sondage. Connexion par godet souple conique. Extrémités arrondies atraumatiques.

Charrières (CH): 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 de longueur 18 cm.

Chaque numéro de charrière correspond à 1/3 de millimètres (mm). Exemple: La charrière 18 correspond à 18/3, soit 6 mm de diamètre.

Conditionnement emballage individuel stérile. Vendu par lot de 100 sondes.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.