

## FICHE TECHNIQUE



### Sonde urinaire vésicale nelaton modèle femme - Lot de 100

Sonde vésicale droite, sans ballonnet avec 2 oeils latéraux.

Tubulure PVC médical semi rigide pour faciliter le sondage.  
Connexion par godet souple conique.  
Extrémités arrondies atraumatiques.

Charrières (CH) : 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 de longueur 18 cm.

Chaque numéro de charrière correspond à 1/3 de millimètres (mm).

**Exemple: La charrière 18 correspond à 18/3, soit 6 mm de diamètre.**

Conditionnement emballage individuel stérile.  
Vendu par lot de 100 sondes.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.