

Sondes d'aspiration bronchique - Lot de 100

Semi souple et atraumatique.

PVC médical semi-souple limitant les risques d'endommager les tissus.

Orifice terminal et œil latéral.

- Matériel médical CE

- Fabrication Européenne
- Longueur 48 cm μ
- Charrière (CH) 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- Usage unique

Conditionnement : Vendu par lot de 100 sondes en emballage individuel stérile.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

