

FICHE TECHNIQUE

Sondes urinaires vésicales nelaton modèle homme - Lot de 100

Sonde vésicale droite, sans ballonnet avec 2 oeils latéraux.

Tubulure PVC médical semi rigide pour faciliter le sondage.

Connexion par godet souple conique.

Extrémités arrondies atraumatiques.

- Matériel médical CE
- Fabrication Européenne
- Longueur 38 cm
- Charrières (CH) : 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 22. Chaque numéro de charrière correspond à 1/3 de millimètres (mm).

Exemple: La charrière 18 correspond à 18/3, soit 6 mm de diamètre.

Conditionnement : Vendu par lot de 10 sous emballage individuel stérile.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

