

Sous-bottes de pressothérapie - Lot de 100 unités -

Barrière hygiénique entre la peau et les bottes de pressothérapie.

Les sous-bottes de pressothérapie sont en plastique et à usage unique. Elles sont à enfiler avant chaque séance de drainage lymphatique et servent de protection entre la peau et les bottes de compression pour une hygiène optimale. Elles sont indispensables avant chaque utilisation professionnelle, et fortement recommandées dans le cadre privé.

- Lot de 100 unités
- Barrière hygiénique
- Adaptées à toutes les morphologies
- Compatibles avec toutes les bottes de pressothérapie
- Jetables

Dimensions : 110 x 40 cm

Conditionnement : Boîte de 100 unités

