

## FICHE TECHNIQUE

### Sous-bottes de pressothérapie à usage unique - 40 x 110 cm - Robemed - Sachet de 100

Barrière hygiénique entre la peau et les bottes de pressothérapie.

Sous-bottes de pressothérapie en polyéthylène à usage unique, à enfiler avant chaque séance de drainage lymphatique afin de servir de protection hygiénique entre la peau et les bottes de compression.

Indispensables avant chaque utilisation professionnelle, et fortement recommandées dans le cadre privé.

#### - Présentation économique en sachet de 100

- Compatibles avec toutes les bottes de pressothérapie
- Barrière hygiénique
- Adaptées à toutes les morphologies
- Haute résistance
- Matière imperméable
- Couvre plus d'1 m de jambe
- Jetables
- À usage unique
- Taille unique
- Non stériles

*Matériel médical conforme aux normes EN ISO 14971:2019 / EN ISO 10993-1:2018 / EN ISO 10993-5:2009 / EN ISO 10993-10:2013.*

**Épaisseur :** 0.03 mm

**Dimensions :** 40 x 110 cm

**Coloris :** Blanc transparent

**Conditionnement :** Sachet de 100 pièces, soit 50 paires.

