

Sparadrap adhésif en tissu perforé Robé Médical

Sparadrap adhésif oxyde de zinc avec perforation pour une aération des pansements.

Résistant et très adhérent.
Couleur chair.

- Tissu: 100% coton.
- Adhésif: colle oxyde de zinc.
- Aération maximale.
- Avec perforation tous les 7mm.
- Pour plaies étendues.
- Usage unique.
- Découpable.

Conditionné en rouleau individuel.

3 dimensions disponibles:

- 5m x 5 cm
- 5m x 10 cm
- 5m x 18 cm

Matériel Médical CE.

