

### Sparadrapp chirurgical Microfoam 3M - Longueur 5 m

Pour fixation de pansements post-opératoires et compressifs. En mousse hypoallergénique.

Pour fixation de pansements post-opératoires (chirurgie viscérale et orthopédique) et pansements compressifs en chirurgie vasculaire et mammaire. Utilisation comme support articulaire et protection des reliefs osseux sous contention rigide (plâtre ou résine).

- Mousse très souple.
- Hypoallergénique.
- Résistant à l'eau.
- Forte adhérence.
- Laisse passer l'air et la vapeur d'eau.
- A-traumatique lors du retrait.
- Peut être annoté.
- Sans latex.

Disponible en 4 tailles :

- 5 m x 2,5 cm (boîte de 12).
- 5 m x 5 cm (boîte de 6).
- 5 m x 7,5 cm (boîte de 4).
- 5 m x 10 cm (boîte de 3).

Longueur : 5 m.

Composition : mousse de polyvinyle, adhésif : polyacrylate.

Matériel Médical CE Classe I.

