



Sparadrapp microporeux V-Tape - Rouleau de 9,14m - Fabrication européenne

Pour la fixation de tous types de pansements et dispositifs médicaux.

Sparadrapp en non tissé adhésif, microporeux et hypoallergénique. Pratique à utiliser, se coupe à la longueur nécessaire.

Utilisation pour la fixation de gaze, pansements, tubes, cathéters, sondes, canules, etc.

- Laisse la peau respirer.
- Découpable à la main.
- Hypoallergénique.
- Résistance élevée à la traction.
- Sans latex.
- Grammage : 32 g/m².

Composition : 100 % papier non tissé, colle acrylique.

Tailles disponibles :

- 1,25 cm x 9,14 m.
- 2,5 cm x 9,14 cm.
- 5 cm x 9,14 m.

Conditionné par boîte de 6, 12 ou 24 rouleaux.

Fabriqué en Europe.

Matériel Médical CE.