

### Sparadrapp microporeux non tissé Leukopor Bsn Médical - avec dérouleur - Boîte de 12

Haute tolérance cutanée. Bon pouvoir adhésif.

Vendu avec dérouleur transparent, adapté aux peaux sensibles, laisse respirer la peau. Se découpe facilement à la main. Enduit d'une masse adhésive acrylique.

- Maintien de pansements, d'électrodes ou de tout autre dispositif de mesure.
- Fixation et sécurisation de sondes, tubulures ou catheters.
- Douleur minimale ou inexistante lors du retrait.
- Ne laisse pas de résidus sur la peau après retrait.
- Présence d'un agent antimicrobien dans le dérouleur (réduit à plus de 99,9% la prolifération de Staphylococcus Aureus résistant à la méthyciline).
- Sans latex et sans phtalates.

#### **Composition :**

- Support : non tissé, polyester et viscosse.
- Masse adhésive : acrylique.

**Taille :** 2,5 cm x 9,5 m.

Conditionné par boîte de 12.  
Emballage carton individuel.

Matériel Médical CE.

