

FICHE TECHNIQUE

Spéculums auriculaire usage unique 4,3 mm - vidéotoscope Mic-Fi - Boîte de 100

Spéculume auriculaire vidéo otoscope MIC-FI

Spéculums auriculaires spécifiques vidéotoscope Mic-Fi [VMF180](#)

À usage unique

Conditionnés par sachet de 100 spéculums.

Disponible en 3 tailles :

- Spéculums jetables 3,5 mm, disponible [ici](#)
- Spéculums jetables 4,3 mm
- Spéculums jetables vétérinaire 5-6-7 mm (lot de 5 spéculums), disponible [ici](#)

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

Matériel Médical de classe I

