

## Spéculums auriculaires Robé Médical pour otoscopes toutes marques, par 250

Le nouveau spéculum Robé Médical est arrivé!

Conçu pour Robé Médical, nous vous proposons un outil spécialement adapté à vos auscultations:

- Une visibilité maximale grâce à une diminution sensible de la réflexion optique.
- Un ergot de fixation renforcé pour encore plus de stabilité.
- Un prix toujours aussi compétitif.

Fabriqué en Allemagne, ce nouveau spéculum s'adapte à tous les modèles d'otoscope existants sur le marché.

- Une meilleure vision grâce à un facteur de réflectance réduit avec la zone de réflexion inférieure d'environ 30% de celle d'un spéculum classique (voir photo).
- Encoche avec inclinaison et découpe plus précise pour une mise en place facilitée.
- Bords arrondis atraumatiques

Ce spéculum est disponible en taille pédiatrique (diamètre 2,5 mm) et taille adulte (diamètre 4 mm)

Ces spéculums conviennent aux modèles d'otoscopes ci-dessous :

HEINE :

- [Heine Mini 3000](#)
- [Heine Beta 100](#)

KAWE :

- [Kawe Piccolight](#)
- [Kawe Eurolight Standard](#)
- [Kawe Eurolight High Power](#)

LUXAMED :

- [Luxamed Auris 2.5V](#)
- [Luxamed Auris 3.7V](#)

RIESTER :

- [Riester E Scope](#)

SPENGLER :

- [Spengler Smart light](#)
- [Spengler Smart led](#)

VIEWTRONIC :

- [Otoscope BF 200](#)
- [Otoscope BF 190](#)

2 modèles disponibles :

- Ø 2,5 mm, boîte distributrice de 250.
- Ø 4 mm, boîte distributrice de 250.

