

## FICHE TECHNIQUE

### Spéculums auriculaires réutilisables MD Scope MS102 - Diamètre 4,2 mm - Boîte de 24

Spéculums auriculaires réutilisables spécifiques au vidéotoscope MD Scope MS102.

Ces spéculums réutilisables sont compatibles avec les sondes amovibles Gima:

- Sonde amovible 45 x 5,2
- Sonde amovible 47 x 4,2

- S'utilisent avec le **vidéotoscope Gima MS102**
- Usage unique
- Couleur : bleu
- Taille : 36 x 4,2 mm

**Conditionnement** : Boîte de 24.

*Dispositif Médical CE de classe I.*

