

## FICHE TECHNIQUE

### Spéculums auriculaires usage unique - MD Scope MS102 - Diamètre 5mm - Boîte de 250

Spéculums auriculaires jetables spécifiques au vidéotoscope MD Scope MS102.

Ces spéculums à usage unique sont compatibles avec les sondes amovibles Gima :

- Sonde amovible 45 x 5,2
- Sonde amovible 47 x 4,2

- S'utilisent avec le **vidéotoscope Gima MS102**
- Usage unique
- Couleur : noir
- Taille : 37 x 5 mm

**Conditionnement :** Boîte de 250

*Dispositif Médical CE de classe I*

