

FICHE TECHNIQUE

Spray à la chlorhexidine de digluconate désinfectant bactéricide 0.2% - 50ml et 100ml

Désinfectant puissant à large spectre en spray prêt à l'emploi

Contient 0,2% de chlorhexidine, désinfectant bactéricide sans alcool.

- Prêt à l'emploi.
- Action immédiate.
- Ne pique pas.
- Ne tâche pas.
- Solution incolore.

Utilisation :

A pulvériser sur la zone à traiter.

Renouveler l'opération toutes les 6 heures si nécessaire.

Conditionné en flacon vaporisateur de 50 ml ou 100 ml.

Vendu par lot de 2 flacons.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

