



### Spray détergent multi-usages sans Cov, avec acide lactique - Ecoresponsable - Flash' Germ 750ml

Virucide EN 14476, Bactéricide, Levuricide - Concentré en acide lactique - Fabrication Française

Détergent désinfectant avec propriétés dégraissantes et nettoyantes renforcées. Casse le biofilm chimique et organique. Efficace sur les micro-dépôts de calcaire. Applicable sur toutes les surfaces lavables : plans de travail, éviers, parois verticales, petits matériels... Compatible inox et tous matériaux à l'exception des surfaces sensibles aux acides du type marbre ou pierres fragiles.

- Sans parfum - À base d'acide lactique - 99.8% d'origine végétale - Formulé sans dérivés pétroliers ou additifs chimiques - Biodégradabilité ultime sur 100% de la formule - Convient au contact alimentaire - pH très acide - Dispose d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) des produits biocides délivrée au niveau européen

**COMPOSITION :** 99,8 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle . Substance active biocide TP2/4: Acide lactique (CAS : 50-21-5) : 0,42g/100g ; <5% agents de surface non ioniques, désinfectant, agent de surface anionique, eau.

**Propriétés microbiologiques :** - **Virucide EN 14476 + A1** Virus enveloppés (Modèle MVA) type Influenza virus (H1N1), herpes virus, Coronavirus, Hepatitis B et C, HIV - 5min à 20°C, condition de saleté, BSA 3g/L + erythrocytes 3mL/L - **Bactéricide EN 1276, EN 13697** Staphilococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae - 5 min à 20°C, condition de saleté, 3g/l albumine bovine - **Levuricide EN 1650, EN 13697** Candida Albicans - 5 min à 20°C, condition de saleté, 3g/l albumine bovine\*

**DONNÉES TECHNIQUES:** pH pur: 2 +/-1 & pH à 1%: 2.8 +/-0.5

**MODE D'EMPLOI:** Appliquer sur la surface à traiter. Laisser agir minimum 5 minutes. Frotter ou brosser si nécessaire. Rincer obligatoirement à l'eau claire sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

**LIEUX D'UTILISATION:** Etablissements de santé, crèches, cuisines, restaurations collectives, sanitaires, collectivités

**Conditionnement:** Flacon avec pulvérisateur - 750 ml  
Disponibe également en conditionnement de 5 litres [REF ALAC901](#)

Fabrication Française.

*Catégorie biocide; à usage professionnel et grand public (TP2 et TP4). Dangereux. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Précautions d'emploi à respecter, consultez la fiche de données de sécurité (FDS).*