

FICHE TECHNIQUE



Spray environnement insecticide anti punaises de lit - Flacon 250 ml - Parasidose - Gilbert

Élimine en 5 min seulement plus de 96% des punaises de lit sur tout type de surfaces et de textiles. Fabrication française.

Formulé à base d'actif d'origine végétale, ce traitement insecticide est hautement efficace pour éliminer les punaises de lit, larves ou adultes, en 5 minutes seulement !

Ce spray à effet rémanent s'utilise sur tout type de surface ou de textiles infestés et prolonge la protection de l'environnement contre les nouvelles infestations.

Il est à pulvériser sur les matelas, les sommiers, les meubles, les plinthes, les rideaux, et dans tous les espaces difficiles d'accès où les punaises se nichent.

- **Efficacité prouvée avec un taux de mortalité de 96,7%**
- Action insecticide rapide contre les punaises de lit et leurs œufs
- Conçu pour le traitement des punaises de lit dans l'environnement domestique
- Liquide incolore légèrement trouble
- À base de Géraniol 3%
- Ne laisse pas de résidus sur les textiles et les surfaces
- Embout sécuritaire sans gaz propulseur
- Biocide TP18: insecticide
- Dosage 20 mL/m², soit 34 pulvérisations

Efficacité du taux de mortalité en % :

- *Cimex lectularius* larve : 96.7% de larves tuées 5 min après pulvérisation
- *Cimex lectularius* adulte : 93,3% de punaises adultes tuées 5 min après pulvérisation

Fréquence d'utilisation : Si nécessaire, répéter l'opération après 7 à 10 jours.

Parfum : Fleurs

Conditionnement : Flacon de 250 ml avec spray pistolet.

Précautions d'emploi :

- Éviter l'inhalation directe du spray
- Ne pas pulvériser sur les surfaces alimentaires
- Aérer les espaces plusieurs heures après le traitement
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau