

Spray lotion asséchante Sensimyl - 100ml

Pour assainir et assécher les peaux sans effet de coloration.

Forme un film protecteur sur la peau et stimule la régénération cutanée. Composé de différents minéraux (cuivre et zinc) pour limiter le risque de prolifération bactérienne et du manganèse. Convient pour une utilisation sur peau suintante suite à des problèmes de frottements, rougeurs ou irritations. Testé sous contrôle dermatologique.

- Action asséchante.
- Agit à partir de 6 jours seulement.
- Renforce l'équilibre de la flore cutanée.
- Stimule les micro-organismes protecteurs de la peau.
- Hypoallergénique.
- Usage externe.
- Convient pour toute la famille.

Flacon spray de 100 ml.

Fabrication française.

