

## **FICHE TECHNIQUE**



## Squelette du pied avec articulations et ligaments - Taille réelle

Démontre toutes les fonctionnalités du pied et les structures anatomiques externes.

Le squelette du pied avec ressort permet de reproduire différentes positions du pied.

L'articulation du pied et les coupes du péroné et du tibia inférieurs assurent un aperçu plus précis.

Ce squelette est parfait pour l'étude des fonctions de mouvement et des os individuels du pied humain.

- Inclut des ligaments artificiels flexible
- Taille: 20 x 20 x 8 cm
- Fabriqué en PVC lavable et incassable