



Stéthoscope Holster - Etui de rangement pour stéthoscope - MountainMED®

Etui de rangement pour stéthoscope - à glisser sur la poche de la blouse ou à la ceinture

Le *Stéthoscope Holster* de MountainMED® est un nouvel étui pratique et léger qui permet de ranger le stéthoscope rapidement et de le transporter facilement sur la poche ou à la ceinture.

Créé pour ranger [les stéthoscopes MountainMED®](#), cet étui est compatible avec tous les modèles stéthoscope.

Le *Stéthoscope Holster* de MountainMED® est disponible en trois coloris : Mandarine, Coquelicot et Kiwi

- Protège le stéthoscope
- Permet de le ranger facilement et rapidement
- Se porte à la poche de poche ou à la ceinture grâce à sa pince arrière
- Emplacement pour le pavillon afin qu'il ne glisse pas
- Compatible avec tous les stéthoscopes

Dimensions :

10.5 cm x 7 cm

Profondeur : 3.5 cm

Pince arrière : 2.5 cm x 5.5 cm