



### Stéthoscope Littmann - Classic III - 5912 C - Édition Satin - Couleur Bleu Océan

Pratique et élégant avec une technologie performante d'écoute des hautes et basses fréquences. Convertible pour des auscultations adultes et enfants.

Le stéthoscope Littman Classic III, avec la nouvelle tubulure satin, allie performance et élégance pour des auscultations de qualité.

**Les membranes double fréquence** permet d'entendre les sons hautes et basses fréquences en fonction de la pression exercée sur le pavillon, et offre ainsi une sensibilité acoustique de précision.

**Une nouvelle tubulure en satin pour plus de confort.** Ses propriétés antistatiques permettent de porter le stéthoscope autour du cou sans coller aux cheveux ou aux vêtements. Flexible, il se plie dans la poche de la blouse sans se déformer. Il est résistant aux taches, aux rayures et se nettoie facilement, ce qui prolonge sa durée de vie.

**Le côté pédiatrique du pavillon double-face** se convertit en cloche traditionnelle, en remplaçant la membrane par une bague anti-froid.

- Tubulure en caoutchouc, sans ajout de latex naturel et sans phtalate
- Résistant aux taches, à l'alcool, aux huiles
- Membrane lisse facile à nettoyer
- Souple et flexible
- Entend les basses fréquences < 120 Hz
- Étanchéité acoustique des embouts auriculaires
- Embouts auriculaires réglables pour un ajustement personnalisé et plus de confort
- Pour les auscultations pédiatriques, remplacer la membrane par une bague anti-froid

#### Caractéristiques techniques :

- Longueur : 69 cm
- Poids du pavillon : 82 g
- Poids total : 150 g
- Puissance acoustique : 8
- Diamètre de la membrane pour enfants : 33 mm
- Diamètre de la membrane pour adultes : 43 mm
- Matériau de la membrane double fréquence : époxy et fibre de verre
- Matériau du double pavillon : acier inoxydable
- Matériau de la lyre et des embouts : aluminium anodisé

**Coloris** : Rose Champagne, avec casque d'écoute et pavillon gris brillant.

Existe aussi en coloris Rose Champagne :

#### Livré avec :

- Embouts auriculaires
- Bague anti-froid
- Manuel d'utilisation

**Garantie** : 5 ans

Fabriqué aux États-Unis

**Robé Médical est distributeur certifié Littmann et à ce titre répond aux critères de qualité, service client et service après-vente de Littmann 3M.**