



### Stéthoscope Numérique Littmann® CORE - Édition Black

Avec amplification jusqu'à 40x, suppression active du bruit. Transfert de données sur smartphone ou tablette.

Découvrez le stéthoscope numérique 3M™ Littmann® CORE, un outil de diagnostic avancé combinant l'acoustique supérieure des stéthoscopes Littmann Cardiology IV avec une technologie digitale innovante. Amplifiez les sons jusqu'à 40 fois et réduisez les bruits ambiants pour une écoute précise et confortable.

#### Caractéristiques :

- **Amplification et réduction de bruit** : Amplifie les sons jusqu'à 40 fois et réduit les bruits de fond indésirables.
- **Modes d'écoute** : Basculez facilement entre les modes d'écoute analogique et amplifié.
- **Confort optimal** : Embouts auriculaires souples pour une excellente étanchéité acoustique et un confort optimal.
- **Double pavillon** : Membrane double fréquence pour écouter les sons de basses et hautes fréquences.
- **Connectivité** : Se connecte à l'application Eko (iOS et Android) pour visualiser, enregistrer et partager des enregistrements en toute sécurité.

#### Fonctionnalités :

- **Technologie digitale** : Connectez le stéthoscope au logiciel Eko pour sauvegarder et annoter des enregistrements de 15, 30, 60 ou 120 secondes.
- **Conforme aux normes** : Homologué par la FDA et conforme aux directives HIPAA pour la confidentialité des données.
- **Utilisation polyvalente** : Conçu pour l'auscultation des patients adultes et des enfants.

#### Spécifications :

- **Longueur** : 69 cm
- **Couleur** : Tubulure noire, base et lyre noires, édition Black (couleur noir)
- **Garantie** : 2 ans

#### Inclus :

Boîtier numérique CORE  
Stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology IV™  
Application mobile Eko (appareil mobile non inclus)

#### Matériel médical CE.

Télécharger l'application Eko sur un smartphone ou une tablette:

[Application sur AppleStore](#)

[Application sur Google play](#)