

Stéthoscope nourrisson double pavillon Premio - Fabrication Française

Pour une auscultation optimale du nourrisson.

Stéthoscope double tubulure, avec micro récepteur double position.
Exigez le savoir-faire et la qualité Française.

Diamètre 17 mm.

- Confortable et robuste.
- Double pavillon avec bague anti-froid
- Membrane tendue haute précision.
- Embouts auriculaires ergonomiques très souples.
- Tubulure souple et résistante.

Coloris noir.

Fabrication française.
Matériel médical CE.
Garanti 2 ans.

