

FICHE TECHNIQUE

Styler monofilament pour diagnostic diabétique

Styler avec monofilament permettant de mesurer la sensibilité du patient atteint de neuropathie.

Outil de dépistage simple et efficace servant à détecter une neuropathie du pied d'un diabétique, par l'évaluation des niveaux de perception, si diminution ou réapparition de la sensibilité tactile.

- Styler en plastique orange et blanc.
- Clip de fixation pour mettre le styler dans la poche.
- Monofilament courbé et rétractable.
- Pression exercée 10g.
- 6 Filaments de rechange.

Dimensions : L13cm x l3 cm.

Poids : 15 g.

Livré complet avec un set de 6 filaments dont 1 dans l'appareil.

Matériel médical CE.

