

## FICHE TECHNIQUE

### Support poche à urine - attache rectangulaire - Vert

Support en plastique avec accroche ronde pour suspendre la poche à urine au lit du patient.

Ce support pour poche à urine offre une solution pratique et hygiénique pour accrocher les poches à urine au bord du lit, assurant ainsi une gestion efficace des liquides corporels.

#### Utilisation :

Ce support pour poche à urine est facile à utiliser.

Les deux parties s'assemblent simplement et le produit est prêt à l'emploi.

Les poches à urine sont fixées à travers les trous situés en haut des poches à urine jusqu'aux goujons du support, offrant ainsi une fixation sécurisée et stable.

#### Mode d'emploi :

Assembler les deux parties du support et le fixer au bord du lit.

Insérer les poches à urine dans les trous prévus à cet effet.

**Coloris :** Vert

#### Dimensions :

Largeur : 18,2 cm

Diamètre de l'accroche : 4,7 cm.

Matériel Médical CE Classe I

Fabrication Européenne

