

FICHE TECHNIQUE

Suture monofil en polyamide non résorbable Daclon - Boite de 12

Fils utilisables pour tous types de sutures chirurgicales, notamment sutures dermiques, fil à peau et chirurgie plastique.

Avec aiguilles courbes à pointes triangulaires, en acier inoxydable.

Fils bleus résistants, souples, glissants et légèrement élastiques.

Conditionnement individuel stérile.
Vendus par lot de 12 sutures.

Fabrication Européenne (Belgique).

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Pour sutures chirurgicales.

