

Suture résorbable normale polycyclique tressée violet Surgicryl - Boite de 12

Fils synthétiques violets tressés en acide polyglycolique (PHA) utilisés pour les ligatures chirurgicales résorbables.

- Souples et glissants.
- Très grandes solidités.
- Bonne tenue aux noeuds.
- Conservent environ 63% de la résistance initiale après 14 jours d'implantation et 12 % au 21ème jour.
- Résorption totale entre 50 et 80 jours.

Aiguilles :

- Acier inoxydable.
- Courbure: 3/8.
- Triangulaire.

Disponibles en différentes tailles d'aiguilles et épaisseurs de fils .

Conditionnement sous blisters individuels stériles.
Vendus par lot de 12 unités.

Fabrication Européenne (Belgique).
Conforme à la pharmacopée européenne et USP.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Recommandé pour les ligatures des tissus fragiles.

