

FICHE TECHNIQUE

Suture résorbable rapide polycycolique tressée beige Surgicryl - Boite de 12

Fils synthétiques beige tressés en acide polyglycolique (Pha) utilisés pour les ligatures chirurgicales à résorption rapide

- Excellente flexibilité et glissants.
- Très grandes solidités.
- Bonne tenue aux noeuds.
- Après 7 jours environ 50% de résistance à la traction.
- Résorption totale après 42 jours.

Aiguilles :

- Acier inoxydable.
- Courbure: 3/8.

Disponibles en différentes tailles d'aiguilles et épaisseurs de fils.

Recommandé pour les sutures des tissus mous superficiel, la fermeture de la peau et des muqueuses seulement en particulier en chirurgie plastique, en obstétrique (réparation épisiotomie), en gynécologie-urologie (circoncision), en chirurgie ophtalmique (conjonctive), en chirurgie pédiatrique.

Déconseillé pour les sutures en chirurgie cardiovasculaire, en neurochirurgie, les ligatures, lorsque le support de la plaie pendant plus de 7 jours est nécessaire. Attention aux patients ayant retardé la cicatrisation des plaies (système immunitaire faible).

Conditionnement sous blisters individuels stériles.
Vendus par boîte de 12 sutures.

Stérilisation aux rayons Gamma.

Fabrication Européenne (Belgique).
Conforme à la pharmacopée européenne et USP.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

