

FICHE TECHNIQUE

Suture résorbable tressée stérile Safil

Tresse d'acide polyglycolique (PGA).
Résorption complète en 90 jours.
Perte de résistance en 30 jours environ.

Sans mémoire de forme.

Pour des ligatures de :

- chirurgie générale
- tissus mous
- dentaire
- ophtalmologie

Conditionnement individuel stérile.

Conforme la pharmacopée européenne et USP.

Matériau médical CE conforme la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Pour des sutures résorbables.

