

Suture tressée en soie noire stérile Silk - Boite de 12

Sutures avec aiguilles à pointes triangulaires.
En fils de soie noire tressés, enduits de cire naturelle.

Non résorbables.
Très souples et faciles à nouer.
Sans mémoire de forme.

Pour des ligatures de :
- odonto-stomatologie
- ophtalmologie
- neurochirurgie

Conditionnement individuel stérile.
Vendus par lot de 12 sutures.

Fabrication Européenne (Belgique).

Conforme à la pharmacopée européenne et USP.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Enduite de cire naturelle.

