



Tabouret de douche pliant S108 Salamender

Avec poignées de préhension latérales sur l'assise

Tabouret réglable en hauteur par une simple pression.
Structure en aluminium, sans risque de corrosion.

- 4 pieds antidérapants
- Évacuation de l'eau grâce à son assise perforée

Assise:

- Hauteur assise : 43 à 48 cm
- Largeur assise : 50 cm
- Profondeur assise : 33 cm

Écartement des pieds:

- Largeur: extérieur 49,5 cm - intérieur 39,5 cm
- Longueur grand côté: extérieur 56 cm - intérieur 46 cm
- Longueur petit côté: extérieur 48 cm - intérieur 38 cm

Poids maximal supporté : 110 kg.

Matériel médical CE.