

Tabouret de douche réglable en hauteur S110 - Salamender

Pour un accès facilité et une toilette sécurisée dans la douche ou le bain.
Salamender

Tabouret réglable en hauteur par simple pression. Structure en aluminium, évitant ainsi le risque de corrosion.

Assise perforée pour l'évacuation de l'eau et anses de préhension latérales.

- Structure en aluminium.
- 8 niveaux de réglages : de 35 à 53 cm.
- 4 patins anti-dérapants.
- Assise perforée en PVC avec surface anti-dérapante.
- Piétement au sol : 40 x 40 cm.

Dimensions: L 49 x l 29 cm.

Hauteur minimale: 35 cm.

Hauteur maximale: 53 cm.

Poids: 1,880 Kg.

Poids maximal supporté : 100 kg.

Matériel Médical CE.

